

Dziękujemy Ci za wybór produktu Joga Piękna!

Pamiętaj, aby przed użyciem masażera zapoznać się z instrukcją obsługi.



OPAKOWANIE

Opakowanie produktu zawiera:

- 1 x masażer do skóry głowy
- 1 x kabel USB do ładowania

OSTRZEŻENIA

Nie używaj masażera, jeśli występuje jeden z poniższych warunków:

1. Nie używaj masażera, jeśli masz uszkodzoną skórę, zaczerwienienie, stan zapalny, przekrwienie lub inne dolegliwości.
2. Masażera nie powinny używać dzieci, kobiety w ciąży i kobiety w czasie menstruacji.
3. Proszę nie używaj tego produktu podczas prowadzenia auta (lub innego pojazdu), postępuj zgodnie z przepisami bezpiecznej jazdy.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Chcesz wyczyścić masażer? Pamiętaj, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Nie narażaj swojego masażera na uszkodzenie, trzymaj go z daleka od ognia i substancji żrących.
3. Na zewnątrz jest okropny upał? Przebywasz w polu elektromagnetycznym o dużej częstotliwości? Zrezygnuj z masażu. Poczekać, aż temperatura spadnie lub zmienisz miejsce.
4. Twój masażer jest wyposażony w baterie litowe, więc nie próbuj go samodzielnie „rozbroić”. Nie demontuj poszczególnych części, nie wykonuj samodzielnych modyfikacji.
5. Pamiętaj, aby używać uniwersalnego zasilacza z certyfikatem CCC. Dzięki temu zadbasz o dłuższą żywotność i bezpieczeństwo elektryczne swojego urządzenia.
6. Wiemy, że masaże są bardzo przyjemne i relaksujące, jednak pamiętaj, aby nie używać urządzenia przez zbyt długi czas – w sposób ciągły.
7. Masz wrażliwą skórę? Stosuj krótsze, mniej intensywne masaże.
8. Pamiętaj, że masażer nie jest wyrobem medycznym. Nie jest dedykowany terapiom leczniczym.
9. **Nie wkładaj palców w szczelinę pomiędzy głowice masujące.** Może to doprowadzić do przytraśnięcia, zakleszczenia, a nawet zwichnięcia palców.



JOGA PIĘKNA

ELEKTRYCZNY MASAŻER DO SKÓRY GŁOWY



www.jogapiekna.com

KILKA SŁÓW NA TEMAT URZĄDZANIA

Elektryczny masażer do skóry głowy to eleganckie akcesorium z 84 silikonowymi kolcami masującymi, o wysokim stopniu wodoodporności IP7X. Oprócz wzmocnienia cebulek włosów pomoże Ci także w relaksacji czepca ścięgniętego, czyli cienkiej, silnej błony pokrywającej czaszkę. Redukuje zmarszczki głębokie na czole, rozluźnia mięśnie i pobudza krążenie krwi.

Jest łatwy w użyciu. Ma wygodny, silikonowy uchwyt, który umożliwi Ci stabilne trzymanie masażera w dłoni. Z powodzeniem sprawdza się podczas masażu skóry głowy, karku, szyi oraz dekoltu. Możesz używać go podczas mycia włosów i nakładania regenerujących masek.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Pamiętaj, że Twój masażer przed wyczyszczeniem powinien być wyłączony. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.

Jeśli nie używasz swojego masażera przez ponad 6 miesięcy, pamiętaj, aby przed jego pierwszym uruchomieniem, ponownie go naładować przez minimum pół godziny.

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu:	Elektryczny masażer do skóry głowy Joga Piękna		
Wejście:	5V	Moc wyjściowa	5W
Pojemność baterii:	1200 mAh		
Rodzaj ładowania:	magnetyczny kabel USB		
Waga produktu:	około 315 g	Rozmiar produktu:	4,45 x 4,45 x 3,5 cm

PRZYGOTUJ SWÓJ MASAŻER DO PRACY

1. Podłącz kabel ładujący USB do ładowania magnetycznego.
2. W czasie ładowania lampka kontrolna jest zawsze włączona – świeci się na czerwono. Białe światło na przycisku sygnalizuje, że ładowanie jest zakończone.
3. W czasie ładowania nie uda Ci się uruchomić produktu. Urządzenie ma program autoochrony. Przestaje działać w momencie podłączenia kabla ładującego.
4. Urządzenie ma wbudowany akumulator. Czas jego ładowania wynosi 2,5 ~ 3 godziny.
5. Jeśli podczas użytkowania miga kontrolna lampka – przerwij masaż. Przestań używać urządzenia i podłącz go do pełnego naładowania.

JAK UŻYWAĆ MASAŻERA?

1. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania dłużej – przez 2 sekundy. Następnie naciśnij krótko przycisk, aby ustawić odpowiedni tryb pracy: szybki lub wolny.
2. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, produkt wydaje specjalny alarm, a biała kontrolka zaczyna migać.
3. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, zapala się biała lampka.

WSKAZÓWKI:

domyślny czas pracy po włączeniu wynosi 10 minut. Po tym czasie urządzenie samo się wyłącza. Możesz ponownie uruchomić masażer przyciskiem ON.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE
Joga Piękna
Marta Kucińska-Bielecka
ul. Legionów 119
91-073 Łódź

Niniejszym Joga Piękna Marta Kucińska-Bielecka deklaruje, że ELEKTRYCZNY MASAŻER DO SKÓRY GŁOWY jest zgodny z dyrektywą RE 2014/30/UE.

WYZWANIA, PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA

Wasze pytania i wyzwania	Prawdopodobna przyczyna	Nasze rozwiązanie
Nie mogę uruchomić masażera	Może czas naciśnięcia przycisku jest zbyt krótki?	Spróbuj przytrzymać przycisk ON przez 2 sekundy.
	Możliwe, że moc masażera jest zbyt niska.	Naładuj masażer do pełna i spróbuj użyć go ponownie.
Masażer nie chce się naładować	Możliwe, że kabel USB nie jest podłączony prawidłowo.	Postaraj się prawidłowo podłączyć kabel USB.
	Kabel USB może być uszkodzony.	Wymień kabel USB na nowy.
	Być może nie używasz oryginalnego kabla USB.	Używaj oryginalnego kabla USB, który był dołączony do przesyłki.
Wydajność ładowania jest bardzo niska.	Być może wyjście adaptera jest za małe.	Wymień adapter.
Masażer działa bardzo wolno.	Przyczyną może być niski pobór mocy.	Naładuj urządzenie do masażu skóry głowy do pełna. To rozwiąże problem.