

PROFESJONALNE GŁOWICE MASUJĄCE

Aby zapewnić komfortowe doznania podczas masażu należy użyć jednej z pięciu głowic masujących, odpowiedniej do różnych części ciała.

W SKŁAD URZĄDZENIA WCHODZĄ WYMIENNE GŁOWICE MASUJĄCE:



GŁOWICA PŁASKA
(flat head)

Używaj do wszystkich mięśni, w celu ich rozluźnienia oraz ukształtowania.



GŁOWICA OKRĄGLA
(round head)

Używaj do każdego rodzaju mięśni.



**GŁOWICA W Kształcie
LITERY "Y"**
(Y shape head)

Używaj do szyi, ramion i nóg



**GŁOWICA W Kształcie
LITERY "U"**
(U shape head)

Używaj do mięśni szyi oraz ścięgna Achillesa.



**GŁOWICA
W Kształcie POCISKU**
(bullet head)

Idealnie oddziałuje na tkankę głęboką, jak np. stawy.

GŁOWICA AMORTYZOWANA PODUSZKA (cushion head)

Najdelikatniejsza z dostępnych końcówek. Idealna dla początkujących w pracy z masażerami wibracyjnymi. Adekwatna dla najwrażliwszych obszarów ciała. Zdecydowanie polecana do masażu twarzy.



JOGA PIĘKNA

PISTOLETOWY MINI MASAŻER DO TWARZY

standardowe gniazdo USB typu C
ładowanie z dowolnego
urządzenia (telefon, laptop)



www.jogapiekna.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W zależności od rodzaju masażu, należy użyć odpowiedniej głowicy. Głowicę umieszczamy w przedniej części urządzenia. W trakcie zmiany głowicy urządzenie powinno być wyłączone.

W celu uruchomienia urządzenia, przycisnąć przycisk zasilania przez około 3 sekundy. Po włączeniu dioda świecić się będzie na niebiesko, co oznacza 1 tryb działania. Po ponownym naciśnięciu, pojawiają się dwie niebieskie diody, urządzenie pracuje na 2 częstotliwości. Po kolejnym użyciu przycisku, zaświecą się 3 niebieskie diody (bieg 3), 4 diody świecące się na niebiesko będą oznaczać bieg 4 (maksymalna częstotliwość pracy).

W celu wyłączenia urządzenia naciśnij przycisk na około 3 sekundy, do momentu wyłączenia się wszystkich diod.

W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia zalecany czas jednorazowego korzystania to 10 min.

ŁADOWANIE BATERII

Pełne naładowanie baterii powinno zająć 2,5 do 3 godzin.

Dla Twojego bezpieczeństwa, w trakcie ładowania, stanowczo odradzane jest używania masażera.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała, produkt ten musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Produkt przeznaczony jest dla pełnoletnich użytkowników.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na gołą skórę. W celu uniknięcia podrażnienia skóry, zalecane jest, aby masażer był używany poprzez delikatny materiał. Czas masowania danej części ciała, jednorazowo nie powinien przekraczać 60 sekund.

Największą częstotliwość można wykorzystać w celu masowania tkanek miękkich, pod warunkiem nie występowania skutków bólowych. Tej częstotliwości nie zaleca się do używania w obszarach głowy oraz części kostnych.

Silny, częsty nacisk na ten sam obszar ciała podczas masażu, może spowodować zadrapania. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek dolegliwości bólowe, zaleca się zaprzestanie korzystania z urządzenia. Włosy należy trzymać zdala od drążka teleskopowego w celu uniknięcia wciągnięcia bądź zaczepiania się produktu.

Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Woda nie może dostać się do drążka teleskopowego, otworu chłodzącego ani gniazda ładowania.

Zaleca się każdorazowe sprawdzenie urządzenia pod względem jakichkolwiek uszkodzeń, przed użyciem.

Zaleca się używania jedynie oryginalnego kabla ładującego dedykowanego do urządzenia.

Nie zaleca się dokonywania jakichkolwiek zmian mechanicznych w urządzeniu.

Nie zaleca się uruchamiania oraz ładowania urządzenia bez nadzoru.

KONSERWACJA

W celu utrzymania czystości, należy przecierać urządzenie lekko wilgotną szmatką, następnie delikatnie osuszyć suchą szmatką.

Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu producenta.

OSTRZEŻENIE

Nie zaleca się wprowadzania jakichkolwiek zmian mechanicznych w oryginalne urządzenie.

Zaleca się, aby jednorazowy czas używania urządzenia nie był dłuższy niż 60 min. Po tym czasie, w celu dalszego korzystania, należy wyłączyć urządzenie na minimum 30 minut.

Nie zaleca się używania sprzętu w trakcie ładowania.

Nie zaleca się używania urządzenia do części ciała po urazach bez konsultacji z lekarzem.

Urządzenie nie jest wodoodporne.

ZASTRZEŻENIA

Przed użyciem masażera należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz używać zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia wystąpi jakikolwiek uraz, producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tym związane. Zakazane jest używanie urządzenia w przypadku wysokiego ciśnienia oraz cukrzycy, powikłań związanych z ciążą, neuropatią oraz uszkodzeniem siatkówki. Nie zaleca się używania urządzenia dla osób z rozrusznikiem serca, w przypadku zapalenia stawów, stosowania protez stawowych. Zaleca się ostrożne używanie urządzenia. Wszelkie przeciwwskazania nie oznaczają braku możliwości korzystania z urządzenia. Zalecamy każdorazową konsultację z lekarzem w celu weryfikacji możliwości korzystania z urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Gwarancja obejmuje 1 rok od zakupu produktu. Gwarancja obejmuje awarie związanych z wadami produkcyjnymi produktu. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, firma bezpłatnie naprawi, wymieni części wadliwe bądź przekaże nowy produkt, z wyjątkiem następujących okoliczności:

Niewłaściwe użytkowanie bądź transport produktu.

Demontaż oraz naprawa sprzętu poprzez nieautoryzowany serwis.

Produkt nie jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Przeciążenie produktu.

Uszkodzenie produktu poprzez nieprawidłowe przechowywanie.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE

Joga Piękna
Marta Kucińska-Bielecka
ul. Legionów 119
91-073 Łódź

Niniejszym Joga Piękna Marta Kucińska-Bielecka deklaruje, że PISTOLETOWY MINI MASAŻER DO TWARZY jest zgodny z dyrektywą RE 2014/30/UE.



PARAMETRY PRODUKTU

PRĘDKOŚĆ	1800-3200 obr/min	BATERIA	11.1V/2000mAh/24.42 wh
4 PRĘDKOŚCI	1800, 2100, 2500, 3200 obr/min	MASA URZĄDZENIA	0,5 kg
AMPLITUDA	6mm	DŁUGOŚĆ DZIAŁANIA PO NAŁADOWANIU	3~4 godzin
MOC SILNIKA	36 W	TYP ŁADOWANIA	Typ-C/Standardowa ładowarka do telefonu 5V/2A
GŁOWICE MASUJĄCE	6	STANDARYZACJA	GB 31241-2014
POWŁOKA	stop aluminium klasy aero	WARUNKI DO UŻYWANIA	-5°C do +40°C, urządzenie nie jest wodoodporne